

Regard[®]

Gas permeable
contact lens solution



POUR L'USAGE ET LA SÉCURITÉ DU PRODUIT LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CE MODE D'EMPLOI.

REGARD K[®] est une innovation scientifique pour l'entretien des lentilles de contact rigides perméables aux gaz qui leurs apporte procure un meilleur confort ainsi qu'une décontamination optimale. **REGARD K** contient un décontaminant actif de nouvelle génération (molécule complexe stabilisée OxyChlorite™) qui se transforme dans l'œil en composants physiologiques des larmes (H₂O et NaCl) et libère de l'oxygène. **La tolérance oculaire est optimale dû à l'absence de conservateurs tels que le PHMB.**

REGARD K nettoie, rince, désinfecte, conserve et lubrifie les lentilles de contact rigides. Sa formulation permet aussi de prévenir les dépôts protéiques.

REGARD K est une solution stérile, isotonique et tamponnée contenant de l'eau purifiée, du chlorure de sodium, de l'acide borique, du poloxamer, de l'hydroxypropylméthylcellulose et de l'OxyChlorite™.

Mode d'emploi :

- S'assurer que la bague de sécurité du flacon n'est pas endommagée.
- Lavez toujours vos mains avec soin avant de retirer les lentilles.
- Versez quelques gouttes de **REGARD K** sur les lentilles de contact et masser délicatement la surface pour les nettoyer.
- Rincez les lentilles avec **REGARD K** pour éliminer les dépôts. Ne jamais rincer les lentilles avec l'eau du robinet.
- Utilisez seulement l'étui original **REGARD K** fourni. Posez les lentilles dans l'étui et le remplir complètement avec la solution de **REGARD K**. Fermez bien l'étui et le retourner une fois.
- Laissez les lentilles dans la solution pendant au moins six heures pour les décontaminer et éliminer les dépôts protéiques. **REGARD K** détruit les microorganismes pathogènes ainsi que leurs toxines et enzymes. Si vous conservez les lentilles pendant plus de trente jours dans la solution, recommencez la décontamination avant de les remettre.
- Mettre 1 ou 2 gouttes de **REGARD K** sur la superficie intérieure des lentilles avant de les appliquer pour rendre l'application plus confortable.
- Rincez l'étui avec **REGARD K** après chaque utilisation et laissez-le sécher à l'air.

Précautions d'emploi :

REGARD K ne doit pas être réutilisé. Evitez tout contact avec l'embout du flacon et refermez-le bien après chaque utilisation. Conservez la solution à température ambiante et éloignée de lumière du soleil. Après ouverture la solution doit être utilisée dans les 90 jours (3 mois). Jetez toute solution restante après ce délai.

Comme pour tous produits de ce type, arrêtez l'utilisation en cas d'irritation ou d'allergie à l'un des composants et consultez un ophtalmologiste.

Gardez le produit hors de portée des enfants. Ne pas avaler.

Distributeur France :

Horus Pharma – Cap Var D2 – 06700 Saint-Laurent du Var

Tél. : 04 93 19 54 03 – Fax : 04 93 19 54 09