



# Lingettes • Wipes

**LINGETTES NETTOYANTES POUR PAUPIÈRES  
ET PEAUX ALLERGIQUES OU PATHOLOGIQUES**

- Nettoient en douceur les paupières et les cils
- Éliminent les résidus, les squames, les croûtes, les lipides et les souillures
- Action protectrice de l'acide hyaluronique (0,2%) et de l'allantoïne

Issues de l'expertise en ophtalmologie des Laboratoires Horus Pharma, Ilast® Lingettes sont les premières lingettes formulées sans aucun conservateur, sans parabène, sans phénoxyéthanol, sans alcool, sans parfum, sans colorant, sans lanoline, sans huile essentielle, pour respecter l'œil et la paupière.

Ilast® Lingettes permettent l'élimination mécanique des squames, dépôts séborrhéiques, sécrétions et croûtes, présents sur les paupières et à la racine des cils en situation pathologique. Par leur action nettoyante et par leur composition, Ilast® Lingettes limitent la perte en eau cutanée, facilitent le processus de cicatrisation et s'opposent à la prolifération des germes, sources de surinfection.

#### PRÉSENTATION

Boîte de 20 lingettes stériles imprégnées prêtes à l'emploi sans conservateur et sans alcool.

#### COMPOSITION

AQUA, GLYCERIN, POLYSORBATE 20, TRISODIUM CITRATE, ALLANTOIN, SODIUM HYALURONATE, CITRIC ACID

#### INDICATIONS

Ilast® Lingettes sont recommandées pour le nettoyage des paupières pathologiques, notamment du bord palpébral, dans toutes les formes de blépharites et dysfonctionnement des glandes de meibomius, y compris avant ou après une intervention chirurgicale palpébrale, oculaire ou périoculaire.

#### MODE D'EMPLOI

Étapes à réaliser deux fois par jour, matin et soir. Ne pas rincer.

- 1 Les mains préalablement lavées et séchées, ouvrir le sachet et en sortir la lingette
- 2 Enrouler la lingette autour de l'index
- 3 Œil fermé, masser délicatement la paupière et les cils avec la lingette par un mouvement circulaire
- 4 Œil ouvert, nettoyer le bord libre de la paupière à la base des cils en tirant légèrement la paupière vers le bas
- 5 Prendre une autre lingette et répéter l'opération sur l'autre oeil

#### MISES EN GARDE SPÉCIALES

Usage cutané, ne pas appliquer directement dans les yeux.

Ne pas avaler.

Ne pas réutiliser (risque de contamination et de perte de performance).

Ne pas utiliser si le sachet est endommagé.

Usage unique.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le sachet.

À conserver à une température entre 2° et 25°C.

#### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'un des composants.

Dispositif médical de classe IIa conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE.

Date d'apposition du marquage : 05/2015

Code ACL : 3401560892314

CE 0459



# Lingettes • Wipes

**CLEANSING WIPES FOR SENSITIVE  
OR ABNORMAL EYELIDS AND SKIN**

- Gently cleanse the eyelids and lashes
- Remove residues, scales, crusts, lipids and dirt
- The protective action of hyaluronic acid (0.2%) and allantoin

From the ophthalmological expertise of Laboratoires Horus Pharma, Ilast® Wipes are the first cleansing wipes specifically formulated to be preservative, paraben, phenoxyethanol, alcohol, fragrance, colouring, lanolin and essential oil free to protect the eye and the eyelid.

Ilast® cleansing wipes mechanically remove scales, seborrhoeic residues, secretions and crusted matter present on the eyelids and along the roots of lashes due to eye conditions. Thanks to their formula and cleansing action, Ilast® cleansing wipes limit the loss of skin moisture, facilitate the healing process and prevent germ growth, which can cause secondary infections.

#### PRÉSENTATION

Box of 20 pre-moistened sterile cleansing wipes ready for use. Preservative and alcohol free.

#### COMPOSITION

WATER, GLYCERINE, POLYSORBATE 20, TRISODIUM CITRATE, ALLANTOIN, SODIUM HYALURONATE, CITRIC ACID

#### INDICATIONS

Ilast® Wipes are recommended for cleansing diseased eyelids, especially the eyelid margin, in all forms of blepharitis and meibomian gland dysfunction and may be used before or after eyelid, eye or periocular surgery.

#### DIRECTIONS FOR USE

Steps to be taken twice a day, morning and evening. Do not rinse.

- 1 After washing and drying your hands, open the sachet and take out the wipe
- 2 Roll the wipe around your index finger
- 3 With your eye closed, gently rub the eyelid and lashes with the wipe using a circular movement
- 4 With your eye open, clean the free eyelid margin at the base of the lashes pulling the eyelid down slightly
- 5 Take another wipe and repeat the operation on the other eye

#### SPECIAL WARNINGS

For cutaneous use only, do not apply directly into the eyes.

Do not swallow.

Do not re-use (risk of contamination and loss of efficacy).

Do not use if the sachet is damaged.

For single use.

Keep out of reach of children.

Do not use after the expiry date shown on the sachet.

Store at a temperature between 2°C and 25°C.

#### CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity to one of the components.

Class IIa medical device, in accordance with the requirements of Directive 93/42/EEC.

Date CE marking affixed: 05/2015

CE 0459



# Lingettes • Wipes

**REINIGUNGSTÜCHER FÜR AUGENLIDER UND  
ALLERGISCHE ODER KRANKHAFT VERÄNDERTE HAUT**

- zur sanften Reinigung von Augenlidern und Wimpern
- zur Entfernung von Rückständen, Schuppen, Krusten, Fetten und Schmutz
- Schützende Wirkung von Hyaluronsäure (0,2%) und Allantoin

Ilast®-Tücher sind das Ergebnis der ophthalmologischen Fachkunde der Laboratoires Horus Pharma und die ersten Reinigungstücher ohne Konservierungsstoffe, ohne Parabene, ohne Phenoxyethanol, ohne Alkohol, ohne Parfum, ohne Farbstoffe, ohne Lanolin und ohne ätherische Öle, um das Auge und das Lid zu schonen.

Mit Ilast®-Tüchern lassen sich bei krankhaften Veränderungen Schüppchen, Talgablagerungen, Sekrete und Krusten an den Augenlidern und am Wimpernansatz mechanisch entfernen. Ilast®-Tücher minimieren durch ihre reinigende Wirkung und ihre besondere Zusammensetzung den Feuchtigkeitsverlust der Haut, fördern den Heilungsprozess und wirken der Ausbreitung von Keimen, die zusätzliche Infektionen hervorrufen können, entgegen.

#### DARREICHUNGSFORM

Packung mit 20 sterilen, gebrauchsfertigen Feuchttüchern ohne Konservierungsstoffe und ohne Alkohol.

#### ZUSAMMENSETZUNG

WASSER, GLYCERIN, POLYSORBAT 20, TRINATRIUMCITRAT, ALLANTOIN, NATRIUM-HYALURONSÄURE, ZITRONENSÄURE

#### INDIKATIONEN

Ilast® Tücher werden empfohlen zur Reinigung krankhaft veränderter Augenlider, insbesondere an deren Rändern, bei jeder Art von Lidrandentzündung und Fehlfunktion der Meibom-Drüsen, auch vor oder nach chirurgischen Eingriffen am Lid, am Auge oder im Augenbereich.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Schritte sind zweimal täglich auszuführen, morgens und abends. Nicht ausspülen.

- 1 Hände gründlich waschen und abtrocknen; Beutel öffnen und das Reinigungstuch entnehmen
- 2 Das Reinigungstuch um den Zeigefinger wickeln
- 3 Das Augenlid und die Wimpern bei geschlossenem Auge mit dem Reinigungstuch kreisförmig ganz leicht massieren
- 4 Bei geöffnetem Auge den freien Lidrand auf Höhe der Wimpern reinigen, indem man das Lid leicht nach unten zieht
- 5 Ein neues Reinigungstuch nehmen und den Vorgang wiederholen

#### BESONDERE VORSICHTSHINWEISE

Zur Hautpflege, nicht direkt in den Augen anwenden.

Nicht einnehmen.

Nicht wiederverwenden (Risiko der Kontamination und verminderter Wirksamkeit).

Nicht verwenden, wenn der Beutel beschädigt ist.

Zum Einmalgebrauch.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nach dem Verfallsdatum auf dem Beutel nicht mehr verwenden.

Bei Temperaturen zwischen 2° und 25°C aufbewahren.

#### KONTRAINDIKATIONEN

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Dieses Medizinprodukt der Klasse IIa erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Datum der Kennzeichnung: 05/2015

CE 0459



# Lingettes • Wipes

**SALVIETTINE DETERGENTI PER PALPEBRE  
E PELLI ALLERGICHE O PATOLOGICHE**

- Detergono delicatamente le palpebre e le ciglia
- Rimuovono residui, squame, croste, lipidi e depositi
- Azione protettiva grazie all'acido ialuronico (0,2%) e all'allantoïna

Frutto delle competenze nel campo dell'oftalmologia dei Laboratoires Horus Pharma, le salviettine Ilast® sono le prime salviettine formulate senza conservanti, senza parabeni, senza fenossietanolo, senza alcol, senza profumo, senza colorante, senza lanolina, senza olio essenziale per rispettare l'occhio e la palpebra.

Le salviettine Ilast® permettono l'eliminazione meccanica di squame, depositi di sebo, secrezioni e croste presenti sulle palpebre e alla radice delle ciglia in situazioni patologiche. Grazie all'azione detergente e alla loro composizione, le salviettine Ilast® limitano la perdita d'acqua cutanea, facilitano il processo di cicatrizzazione e combattono la proliferazione dei germi, causa di infezione.

#### CONFEZIONE


Confezione da 20 salviettine sterili impregnate, pronte per l'uso, senza conservanti e senza alcol.

#### COMPOSIZIONE


AQUA, GLYCERIN, POLYSORBATE 20, TRISODIUM CITRATE, ALLANTOIN, SODIUM HYALURONATE, CITRIC ACID


#### INDICAZIONI

La salviettina Ilast® è raccomandata per la pulizia delle palpebre patologiche, soprattutto del bordo palpebrale, in tutte le forme di blefarite e disfunzione delle ghiandole di Meibomio, ivi compreso prima o dopo un

 Stérilisation utilisant l'irradiation  
Sterilisation using irradiation  
Sterilisierung durch Bestrahlung

 Consulter la notice  
Consult the instruction leaflet  
Siehe Packungsbeilage

 Numéro de lot  
Batch number  
Chargennummer

 Ne pas réutiliser  
Do not re-use  
Nicht wiederverwenden

 A conserver entre 2 et 25°C  
Store between 2 and 25°C  
Zwischen 2 und 25°C

 A utiliser jusqu'à  
Use before  
Verwendbar bis

  
148 avenue G. Guynemer - Cap var  
06700 Saint Laurent du Var - France  
www.horus-pharma.com

 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / Do not use if the sachet is damaged / Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist

intervento chirurgico palpebrale, oculare o perioculare.

#### ISTRUZIONI D'USO

Operazioni da svolgere due volte al giorno, mattino e sera. Non risciacquare.

- 1 Dopo avere lavato e asciugato le mani, aprire la confezione ed estrarre una salvietta
- 2 Avvolgere la salvietta attorno all'indice
- 3 Mantenendo l'occhio chiuso, massaggiare delicatamente la palpebra e le ciglia con la salvietta, compiendo un movimento circolare
- 4 Mantenendo l'occhio aperto, detergere il margine libero della palpebra alla base delle ciglia, tirando la palpebra leggermente verso il basso
- 5 Prendere un'altra salvietta e ripetere l'operazione sull'altro occhio

#### AVVERTENZE SPECIALI

Per uso cutaneo. Non applicare direttamente negli occhi.

Non ingerire.

Non riutilizzare (rischio di contaminazione e di perdita di efficacia).

Non utilizzare se la confezione appare danneggiata.

Prodotto monouso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Conservare ad una temperatura compresa tra 2°C e 25°C.

#### CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità ad uno dei componenti.

Dispositivo medico di classe IIa conforme ai requisiti della direttiva 93/42/CEE.

Data di apposizione marcatura: 05/2015

CE 0459



- Nežno očistijo očesne veke in trepalnice
- Odstranijo izločke, luske, kraste, maščobo in umazanijo
- Pomirjajo in zaščitijo kožo s pomočjo hialuronske kisline (0,2%) in alantoina

Ilast® Wipes robčki so rezultat dolgoletnih izkušenj, ki jih ima Laboratoires Horus Pharma na področju oftalmologije. So prvi čistilni robčki, ki so zasnovani tako, da ne vsebujejo nobenih konzervansov, parabenov, fenoksietanola, alkohola, dišav, barvil, lanolina ali eteričnih olj in so namenjeni za nego in zaščito oči in vek.

Robčki Ilast® Wipes mehansko odstranijo luske, mastne obloge, izločke in kraste z obolelih vek in izrastišča trepalnic. Zahvaljujoč sestavi, ki deluje čistilno, robčki Ilast® Wipes omilijo sušenje kože, pomagajo pri celjenju in preprečujejo razmnoževanje mikroorganizmov na koži in posledično morebitne sekundarne okužbe kože.

#### PAKIRANJE

Škatlica z 20 sterilnimi navlaženimi robčki, pripravljenimi za uporabo, brez konzervansov in brez alkohola.

#### SESTAVA

VODA, GLICEROL, POLISORBAT 20, NATRIJEV CITRAT, ALANTOIN, NATRIJEV HIALURONAT, CITRONSKA KISLINA.

#### INDIKACIJE

Ilast® Wipes robčke priporočamo za čiščenje občutljive in prizadete ter k alergijam nagnjene kože vek in robov vek. Lahko se uporabljajo vsak dan, pri vseh oblikah vnetja vek (blefaritis) ter motnjah delovanja Meibomovih žlez, kot tudi po kirurških posegih na vekah, očesu ali v okolici očesa.

#### NAVODILA ZA UPORABO

Uporabljajte dvakrat na dan, zjutraj in zvečer, po sledečih korakih. Ne spirajte.

- 1 Z umitimi in suhimi rokami odprite vrečko in iz nje vzemite robček.
- 2 Robček ovijte okrog kazalca.
- 3 Zaprite oko in z robčkom s krožnimi gibi nežno masirajte veko in trepalnice.
- 4 Odprite oko, očistite rob veko do izrastišča trepalnic, pri tem pa veko rahlo potegnite navzdol.
- 5 Vzemite drug robček in postopek ponovite na drugem očesu.

#### POSEBNA OPOZORILA

Izdelek je namenjen samo uporabi na koži, ne nanašajte ga neposredno v oči.

Izdelka ne smete zaužiti.

Izdelka ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana (nevarnost onesnaženja in izgube učinkovitosti).

Izdelek je za enkratno uporabo. Ne uporabite ga ponovno.

Izdelek hranite nedosegljivo otrokom.

Izdelka ne uporabljajte po datumu roka uporabnosti, ki je naveden na vrečki.

Izdelek hranite pri temperaturi med 2°C in 25°C.

#### KONTRAINDIKACIJE

Preobčutljivost za katero koli od sestavin.

Medicinski pripomoček razreda IIa je usklajen z zahtevami Direktive 93/42/EGS.

Datum pridobitve oznake: 05/2015

CE 0459



- Zachte reiniging van oogleden en wimpers
- Verwijdering van resten, schiffers, korstjes, lipiden en vuil
- Beschermende werking door hyaluronzuur (0,2%) en allantoïne

Ilast® Doekjes zijn het resultaat van de oftalmologische expertise van de Laboratoires Horus Pharma en zijn de eerste reinigingsdoekjes zonder bewaarmiddel, zonder parabenen, zonder fenoxxyethanol, zonder alcohol, zonder parfum, zonder kleurstof, zonder lanoline en zonder essentiële olie om het oog en het ooglid te sparen.

Met behulp van Ilast® Doekjes kunnen schiffers, talgophoppingen, secreties en korstjes die op de oogleden en aan de wimperbasis voorkomen als gevolg van oogandoeningen, mechanisch verwijderd worden. Dankzij hun reinigende werking en speciale samenstelling beperken Ilast® Doekjes het

vochtverlies van de huid, bevorderen het helingsproces en gaan de vermenigvuldiging van kiemen tegen, die aanleiding kunnen geven tot een secundaire infectie.

#### PRESENTATIE

Doos met 20 gebruiksklare steriele vochtige reinigingsdoekjes zonder bewaarmiddel en zonder alcohol.

#### SAMENSTELLING

WATER, GLYCERINE, POLYSORBAAT 20, TRINATRIUMCITRAAT, ALLANTOÏNE, NATRIUMHYALURONAAAT, CITROENZUUR.

#### INDICATIES

Ilast® Doekjes worden aanbevolen om aangetaste oogleden, in het bijzonder de ooglidrand, te reinigen bij alle vormen van blefaritis en disfunctie van de klieren van Meibom, en ook voor of na een chirurgische ingreep aan de oogleden, ogen of zone rond de ogen.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

De stappen tweemaal per dag uitvoeren, 's ochtends en 'avonds. Niet spoelen.

- 1 Was uw handen en droog ze af. Open het zakje en haal er het reinigingsdoekje uit
- 2 Wikkel het reinigingsdoekje rond de wijsvinger
- 3 Sluit het oog en masseer het ooglid en de wimpers zachtjes met cirkelvormige bewegingen met behulp van het reinigingsdoekje
- 4 Open het oog en reinig de vrije ooglidrand aan de wimperbasis terwijl u het ooglid lichtjes naar anderen trekt
- 5 Neem een nieuw reinigingsdoekje en herhaal deze stappen voor het andere oog

#### BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN

Voor cutaan gebruik, niet rechtstreeks in de ogen aanbrengen.

Niet inslikken.

Niet hergebruiken (kans op besmetting en verminderde werking).

Niet gebruiken indien het zakje beschadigd is.

Voor eenmalig gebruik.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum die op het zakje staat vermeld.

Bewaren bij een temperatuur tussen 2°C en 25°C.

#### CONTRA-INDICATIES

Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

Medisch hulpmiddel van klasse IIa dat voldoet aan de eisen van richtlijn 93/42/EEG.

Datum van aanbrenging van CE-markering: 05/2015

CE 0459



- Limpam suavemente as pálpebras e as pestanas
- Eliminam os resíduos, as escamas, as crostas, os lípidos e a sujidade
- Ação protetora do ácido hialurónico (0,2%) e da alantoina

Fruto da experiência no campo da oftalmologia dos laboratórios Horus Pharma, os toalhetes Ilast® são os primeiros toalhetes formulados sem conservantes, sem parabenos, sem fenoxietanol, sem álcool, sem perfume, sem corantes, sem lanolina e sem óleos essenciais para respeitar o olho e a pálpebra.

Os toalhetes Ilast® permitem a eliminação mecânica de escamas, depósitos seborreicos, secreções e crostas presentes nas pálpebras e na raiz das pestanas em situação patológica. Graças à sua ação detergente e à sua composição, os toalhetes Ilast® limitam a perda de água cutânea, facilitam o processo de cicatrização e combatem a proliferações dos germes, fontes de infeções secundárias.

#### APRESENTAÇÃO

Caixa de 20 toalhetes estéreis impregnados, prontos a serem utilizados, sem conservantes e sem álcool.

#### COMPOSIÇÃO

ÁGUA, GLICERINA, POLISSORBATO 20, CITRATO TRISSÓDICO, ALANTOÍNA, HIALURONATO DE SÓDIO, ÁCIDO CÍTRICO

#### INDICAÇÕES

Os toalhetes Ilast® são recomendados para limpar as pálpebras patológicas, em especial o rebordo palpebral, em todas as formas de blefarites e disfunção das glândulas meibomianas, incluindo antes e após uma intervenção cirúrgica palpebral, ocular ou periocular.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Operações a realizar duas vezes por dia, de manhã e à noite. Não enxaguar.

- 1 Depois de ter lavado e secado as mãos, abra a saqueta e retire o toalhete
- 2 Enrole o toalhete à volta do indicador
- 3 Com o olho fechado, massage delicadamente a pálpebra e as pestanas com o toalhete através de um movimento circular
- 4 Com o olho aberto, limpe o rebordo livre da pálpebra na base das pestanas, puxando ligeiramente a pálpebra para baixo
- 5 Retire outro toalhete e repita a operação no outro olho

#### ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS

Uso cutâneo. Não aplicar diretamente nos olhos.

Não ingerir.

Não reutilizar (risco de contaminação e de perda de eficácia).

Não utilizar se a saqueta estiver danificada.

Uso único.

Manter fora do alcance das crianças.

Não utilizar depois da data de expiração indicada na saqueta.

Conservar a uma temperatura entre 2 e 25°C.

#### CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade a um dos componentes.

Dispositivo médico de classe IIa conforme aos requisitos da diretiva 93/42/CEE.

Data de aposição da marcação: 05/2015

CE 0459

Sterilizzazione per irraggiamento  
Sterilizacija z obsevanjem  
Sterilisatie door bestraling  
Esterilização por irradiação

Consultare il foglio illustrato  
Preberite navodilo  
De bijsluiter raadplegen  
Consultar o folheto

Numero di lotto  
Serijska številka  
Partijnummer  
Número de lote

Non riutilizzare  
Ne uporabljajte ponovno  
Niet hergebruiken  
Não reutilizar

25°C Conservare tra 2°C e 25°C  
Shranjujte pri temperaturi med 2° in 25°C  
Bewaren tussen 2 en 25°C  
Conservar entre 2 e 25°C

Da utilizzare entro il  
Uporabiti do  
Te gebruiken tot  
Utilizar até

Non utilizzare se la confezione appare danneggiata / Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana / Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is / Não utilizar se a embalagem estiver danificada

148 avenue G. Guynemer - Cap var  
06700 Saint Laurent du Var - France  
www.horus-pharma.com