

# CAMOLid®

Fluidifie, exprime, nettoie les sécrétions des glandes palpébrales

Les glandes de meibomius sont situées sur le bord libre des paupières et peuvent présenter un dysfonctionnement.

Cette anomalie est caractérisée par une obstruction des canaux excréteurs des glandes de meibomius et/ou par des modifications qualitatives et quantitatives des sécrétions glandulaires (meibum).

Si la paupière s'épaissit, devient rouge et douloureuse, c'est une inflammation des glandes de meibomius (meibomite).

Lorsque la meibomite devient chronique, elle entraîne souvent la formation d'un kyste douloureux (chalazion).

## DANS QUEL CAS UTILISER CAMOLID® ?

Camolid est préconisé en cas d'obstruction des glandes de meibomius. L'action de l'hydrolat de Camomille permet de fluidifier le mucus par la chaleur.

Cette action associée au massage des paupières permet de décongeler les glandes palpébrales et d'éliminer les sécrétions.

## COMMENT UTILISER CAMOLID® ?

Les 3 gestes indispensables (Appliquer, Masser, Nettoyer) pour l'hygiène des paupières sont à réaliser tous les jours avec CAMOLID® :

• Appliquer les compresses imprégnées de camomille tièdes pour fluidifier les sécrétions.

• Masser pour exprimer les sécrétions.

• Nettoyer le bord libre des paupières et des cils pour éliminer les impuretés.

1. Se laver et se sécher les mains.

2. Maintenir une unidose pendant 1 minute dans un verre d'eau aussi chaude que possible.

3. Ouvrir l'unidose tiède et déposer la moitié de son contenu sur une compresse stérile. La moitié restante de produit est utilisée sur la seconde compresse stérile pour le 2ème œil.

4. Appliquer les compresses imprégnées et tièdes sur les paupières fermées pendant au moins 5 minutes.

5. Masser délicatement les paupières par de petits mouvements circulaires pendant au moins 5 minutes.

6. Nettoyer la base des cils pour y enlever les impuretés.



L'opération doit être effectuée régulièrement une fois par jour, le soir de préférence, ou occasionnellement en fonction de vos besoins.

## COMPOSITION :

Hydrolat de Camomille Matricaire, tamponné à pH=7 (Trisodium citrate -Acide citrique).

## MISES EN GARDE :

• Ne pas utiliser sur les plaies.

• Ne pas avaler.

• Ne pas laisser à la portée des jeunes enfants.

• Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé (risque de contamination microbienne).

• Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le carton d'emballage (risque de perte de performance et de contamination microbienne).

• Usage unique.

• Jeter l'unidose et les 2 compresses après utilisation (risque de contamination microbienne en cas de réutilisation et risque de perte de performance).

• Ne pas utiliser CAMOLID® chez l'enfant de moins de 2 ans.

## CONTRE-INDICATION :

Hypersensibilité à l'un des composants.

## PRÉSENTATIONS :

• 15 unidoses de 5 ml d'hydrolat de Camomille Matricaire, stérile, sans conservateur.

• 15 sachets de 2 compresses oculaires stériles non tissées. Code ACL : 3401098305652

• 6 unidoses de 5 ml d'hydrolat de Camomille Matricaire, stérile, sans conservateur.

• 6 sachets de 2 compresses oculaires stériles non tissées. Code ACL : 3401060045142

Dispositif médical conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE

▲ Fabricant des unidoses : HORUS PHARMA 148 avenue G. Guynemer Cap Var - 06700 Saint-Laurent du Var - France  
Date d'apposition du marquage : août 2016

CE 0459

▲ Fabricant des compresses : PANSEMENTS RAFFIN, 746 Route de sarcey (anciennement lieu dit La Poste) 69490 ST Romain de Popey France  
Date d'apposition du marquage : juillet 2016

CE 0197

Date de la dernière révision de la notice : août 2016

# CAMOLid®

Fluidifies, removes, cleans palpebral gland secretions

The Meibomian glands are located on the eyelid margins and can develop Meibomian gland dysfunction.

This is characterised by an obstruction in the glands' secretory ducts and/or by changes in the quality and quantity of the glandular secretions (meibum).

If the eyelids swell, becoming red and sore, this indicates an inflammation of the Meibomian glands (meibomitis).

When meibomitis becomes chronic, it often leads to the formation of a painful cyst (chalazion).

## WHEN TO USE CAMOLID® ?

CAMOLID® is recommended in case of obstruction of the Meibomian glands. The effect of warm chamomile hydrolat thins the mucus.

This action combined with eyelid massage allows to decongest the palpebral glands and cleans away secretions.

## HOW TO USE CAMOLID® ?

The 3 indispensable steps for eyelid hygiene (Apply, Massage, Clean) must be carried out every day using CAMOLID® :

• Apply the warm chamomile-impregnated compresses to thin the secretions.

• Massage to draw out the secretions.

• Clean the eyelid margins and eyelashes to remove any impurities.

1. Wash and dry your hands.

2. Leave a single dose in a glass of very hot water for 1 minute.

3. Open the warm single dose and pour half of its contents onto a sterile compress. The remaining half of the product is to be used on the second sterile compress for the other eye.

4. Apply the impregnated warm compresses to closed eyelids for at least 5 minutes.

5. Gently massage the eyelids using small circular movements for at least 5 minutes.

6. Clean the base of the eyelash to remove any impurities.



The process should be repeated regularly once a day, preferably in the evening, or occasionally, as required.

## COMPOSITION:

Matricary Camomile hydrolat, buffered to pH 7 (Trisodium citrate-citric acid).

## WARNING:

• Do not use on wounds.

• Do not swallow.

• Keep out of the reach of young children.

• Do not use if packaging is damaged (risk of microbial contamination).

• Do not use after the expiry date marked on the pack (risk of reduced effectiveness and microbial contamination).

• For single use only.

• Dispose of the single dose and the 2 compresses after use (risk of microbial contamination if reused and risk of reduced effectiveness).

• CAMOLID® should not be given to Children under 2 years old.

## CONTRAINDICATION:

Hypersensitivity to any of the ingredients.

## PRESENTATION:

• 15 single doses of 5ml Matricary Camomile hydrolat, sterile, preservative free.

• 15 sachets of 2 sterile eye compresses, non-woven. EAN code : 3401098305652

• 6 single doses of 5ml Matricary Camomile hydrolat, sterile, preservative free.

• 6 sachets of 2 sterile eye compresses, non-woven. EAN code : 3401060045142

Medical device complies with the requirements of Directive 93/42/EEC.

▲ Single dose manufacturer : HORUS PHARMA 148 avenue G. Guynemer - Cap Var - 06700 Saint-Laurent du Var - France  
CE Marking date: August 2016

CE 0459

▲ Compress manufacturer: PANSEMENTS RAFFIN, 746 Route de sarcey (previously lieu dit La Poste) 69490 ST Romain de Popey - France  
CE Marking date: July 2016

CE 0197

Date of last revision of the text: August 2016

# CAMOLid®

Fluidifica, extrae, limpia las secreciones de la glándulas palpébrales

Las glándulas de Meibomio están situadas en el borde libre de los párpados, y pueden presentar ocasionalmente una disfunción.

Esta anomalía se caracteriza por una obstrucción de los canales excretores de las glándulas de Meibomio y/o por modificaciones cualitativas y cuantitativas de las secreciones glandulares (meibum).

Si el párpado se hincha, enrojece y duele, se trata de una inflamación de las glándulas de Meibomio (meibomitis).

Cuando la meibomitis se vuelve crónica, conlleva con frecuencia la formación de un quiste doloroso (chalazión).

## PARA QUÉ SE UTILIZA CAMOLID® ?

CAMOLID® se indica en caso de obstrucción de las glándulas de Meibomio. La acción del hidrolato de camomila fluidifica la mucosa mediante calor. Esta acción, combinada con el masaje de los párpados, permite descongestionar las glándulas palpébrales y eliminar las secreciones.

## CÓMO USAR CAMOLID®

La higiene de los párpados con CAMOLID® requiere tres acciones indispensables (aplicar, masajear, limpiar) que deben llevarse a cabo todos los días:

• Aplicar las compresas impregnadas de camomila tibias para fluidificar las secreciones.

• Efectuar un masaje para extraer las secreciones.

• Limpiar el borde libre de los párpados y de las pestañas para eliminar las impurezas.

1. Lavarse y secarse las manos.

2. Sumergir una monodosis durante un minuto en un vaso de agua lo más caliente posible.

3. Abrir la monodosis tibia y verter la mitad de su contenido en una compresa estéril. La mitad restante de producto se utiliza en la segunda compresa estéril para el otro ojo.

4. Aplicar las compresas impregnadas y tibias sobre los párpados cerrados durante al menos cinco minutos.

5. Masajear delicadamente los párpados mediante pequeños movimientos circulares durante al menos cinco minutos.

6. Limpiar la base de las pestañas para eliminar las impurezas.



La operación debe efectuarse de forma regular una vez al día, preferentemente por la tarde, u ocasionalmente en función de sus necesidades.

## COMPOSICIÓN:

Hidrolato de manzanilla, tamponado a PH =7 (Citrato trisódico-ácido cítrico).

## ADVERTENCIA:

• No utilizar sobre heridas.

• No tragar.

• Mantener fuera del alcance de los niños.

• No utilizar si el envase está dañado (riesgo de contaminación microbiana).

• No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el cartón del envase (riesgo de pérdida de eficacia y de contaminación microbiana).

• Uso único.

• Desechar la monodosis y las dos compresas tras su uso (riesgo de contaminación microbiana en caso de reutilización y riesgo de pérdida de eficacia).

• No utilizar CAMOLID® en niños menores de dos años.

## CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a uno de los componentes.

## PRESENTACIÓN:

• 15 monodoses de 5 ml de hidrolato de manzanilla, estéril, sin conservantes.

• 15 bolsitas de 2 compresas oculares estériles, no tejidas. Código EAN : 3401098305652

• 6 monodoses de 5 ml de hidrolato de manzanilla, estéril, sin conservantes.

• 6 bolsitas de 2 compresas oculares estériles, no tejidas. Código EAN : 3401060045142

Producto sanitario conforme a las exigencias de la directiva 93/42/CEE.

▲ Fabricante de los dosis : HORUS PHARMA 148 avenue G. Guynemer Cap Var - 06700 Saint-Laurent du Var - France  
Fecha de Marcado CE: agosto de 2016

CE 0459

▲ Fabricante de las compresas: PANSEMENTS RAFFIN 746 Route de sarcey (anteriormente lieu dit La Poste) 69490 ST Romain de Popey France  
Fecha de Marcado CE: julio de 2016

CE 0197

Fecha de la última revisión del texto: agosto de 2016



A utiliser avant (année/mois)  
Use before (year/month)  
Fecha de caducidad (año/mes)



N° de lot  
Batch Number  
Código de lote



A usage unique  
For single use  
De uso unico



Attention, se reporter à la notice  
Attention, please read this notice



Consultar las instrucciones de uso



Stérile par filtration  
Sterile by filtration  
Estéril por filtración



148, avenue G. Guynemer  
Cap Var  
06700 Saint-Laurent du Var  
France  
www.horus-pharma.com



Méthode de stérilisation utilisant de l'oxyde d'éthylène  
Sterilisation method using ethylene oxide  
Método de esterilización utilizando óxido de etileno



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé  
Do not use if the packing is damaged  
No usar si el paquete está dañado



A conserver entre 2 et 25°C  
Store between 2 and 25°C  
Conservar entre 2 °C y 25 °C

# CAMOLid®

Fluidifica, elimina e deterge le secrezioni delle ghiandole palpebrali

Le ghiandole di Meibomio si trovano sul bordo libero delle palpebre e possono presentare una disfunzione.

Tale anomalia è caratterizzata da un'ostruzione dei canali escretori delle ghiandole di Meibomio e/o da modifiche qualitative e quantitative delle secrezioni ghiandolari (sebo meibomiano).

Se le palpebre si gonfiano, diventano rosse e irritate significa che è in atto un'infiammazione delle ghiandole di Meibomio (meibomite).

Quando la meibomite diventa cronica spesso può causare la formazione di una ciste dolorosa (calazio).

## QUANDO USARE CAMOLID® ?

CAMOLID® si usa in caso di ostruzione delle ghiandole di Meibomio. L'azione dell'idrolato di camomilla permette di fluidificare le secrezioni mucose con il calore.

Tale azione fluidificante, associata al massaggio palpebrale, permette di decongestionare le ghiandole palpebrali ed eliminare le secrezioni.

## COME USARE CAMOLID® ?

Effettuare tutti i giorni i tre gesti indispensabili (applicazione, massaggio, pulizia) per l'igiene delle palpebre con CAMOLID®:

- Applicare le compresse impregnate di camomilla tiepida per fluidificare le secrezioni.
- Massaggiare per spremere le secrezioni.
- Detergere il bordo libero di palpebre e ciglia per rimuovere le impurità.

1. Lavare e asciugare le mani.
2. Lasciare una confezione monodose immersa per 1 minuto in un bicchiere di acqua molto calda.
3. Aprire la confezione monodose tiepida e versare metà del suo contenuto su una compressa di garza sterile. L'altra metà del prodotto verrà usata con la seconda compressa di garza sterile per l'altro occhio.
4. Applicare le compresse impregnate e tiepide sulle palpebre chiuse per almeno 5 minuti.
5. Massaggiare delicatamente le palpebre con piccoli movimenti circolari per almeno 5 minuti.
6. Detergere la base delle ciglia per rimuovere le impurità



L'operazione deve essere ripetuta regolarmente, una volta al giorno, preferibilmente la sera, o occasionalmente, in caso di necessità.

## COMPOSIZIONE:

Idrolato di Camomilla Matricaria, tamponato a pH= 7 (Trisodium citrate-Acido citrico).

## AVVERTENZA:

- Non utilizzare sulle ferite aperte.
- Non ingerire.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare se la confezione monodose risulta danneggiata (rischio di contaminazione microbica).
- Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione esterna (rischio di perdita di efficacia e contaminazione microbica).
- Monouso.
- Gettare la confezione monodose e le 2 compresse di garza sterile dopo l'uso (rischio di contaminazione microbica in caso di riutilizzo, e rischio di perdita di efficacia).
- Non usare Camolid nei bambini di età inferiore a 2 anni.

## CONTROINDICAZIONI:

Ipersensibilità a uno dei componenti.

## PRESENTAZIONE:

- 15 dosi singole da 5 ml di idrolato di Camomilla Matricaria, sterile, senza conservanti.
- 15 bustine con 2 compresse oculari sterili, in non-tessuto. Codice EAN : 3401098305652
- 6 dosi singole da 5 ml di idrolato di Camomilla Matricaria, sterile, senza conservanti.
- 6 bustine con 2 compresse oculari sterili, in non-tessuto. Codice EAN : 3401060045142

Dispositivo medico conforme ai requisiti della direttiva 93/42/CEE.

Fabbricante di singole dosi: HORUS PHARMA 148 avenue G. Guynemer Cap Var - 06700 Saint-Laurent du Var - France  
Data marcatura CE: agosto 2016

CE 0459

Fabbricante di compresse: PANSEMENTS RAFFIN, 746 Route de sarcey (precedentemente lieu dit La Poste) 69490 ST Romain de Popey France  
Data marcatura CE: luglio 2016

CE 0197

Modificata Data dell'ultima revisione del testo: agosto 2016

# CAMOLid®

Zum Verflüssigen, Ausdrücken und Reinigen des Sekrets der Lidranddrüsen

Die Meibom-Drüsen befinden sich am freien Lidrand und können eine Funktionsstörung aufweisen.

Diese Anomalie ist durch eine Verstopfung der Drüsenkanäle der Meibom-Drüsen und/oder durch qualitative und quantitative Veränderungen der Talgsekretion der Meibom-Drüsen gekennzeichnet.

Wenn das Augenlid anschwillt, sich rötet und schmerzt, handelt es sich um eine Entzündung der Meibom-Drüsen (Meibomitis).

Wenn die Meibomitis chronisch wird, führt das häufig zur Bildung einer schmerzhaften Zyste (Chalazion).

## IN WELCHEM FALL WIRD CAMOLID® VERWENDET?

CAMOLID® wird im Fall einer Verstopfung der Meibom-Drüsen empfohlen. Das Auftragen des Kamillenhydrolats hilft mit seiner Wärme den Schleim zu verflüssigen.

Dieses Auftragen verbunden mit einer Massage fördert das Abschwellen der Meibom-Drüsen und die Entfernung der Sekrete.

## WIE WIRD CAMOLID® VERWENDET?

Die 3 Dinge (Auftragen, Massieren, Reinigen), die für die Hygiene der Augenlider unerlässlich sind und täglich mit CAMOLID® durchgeführt werden sollten:

- Die lauwarmen Kamillenumschläge auflegen, um die Sekrete zu verflüssigen.
- Massieren, um die Sekrete auszudrücken.
- Die freien Lidränder und die Wimpern reinigen, um Unreinheiten zu entfernen.

1. Sich die Hände waschen und abtrocknen.
2. Eine Einzeldosis für 1 Minute in ein möglichst genau warmes Wasserglas halten.
3. Die lauwarme Einzeldosis öffnen und die Hälfte ihres Inhalts auf einen sterilen Umschlag legen. Die verbleibende Hälfte des Produkts wird auf dem zweiten sterilen Umschlag für das 2. Auge verwendet.
4. Die imprägnierten, lauwarmen Umschläge auf die geschlossenen Augenlider für mindestens 5 Minuten auftragen.
5. Die Augenlider mit kleinen Kreisbewegungen für mindestens 5 Minuten sanft massieren.
6. Den Wimpernansatz reinigen, um Unreinheiten zu entfernen.



Dieses Vorgehen muss regelmäßig einmal pro Tag, am besten abends, oder gelegentlich entsprechend Ihren Bedürfnissen durchgeführt werden.

## ZUSAMMENSETZUNG:

Kamillenhydrolat aus deutscher Kamille, gepuffert auf pH=7 (Trinatriumcitrat-Zitronensäure).

## VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nicht auf Wunden auftragen.
- Nicht verschlucken.
- Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht bei beschädigter Verpackung verwenden (Risiko mikrobieller Verunreinigung).
- Nicht nach Ablauf des Verfalldatums (siehe Verpackungskarton) verwenden (Risiko des Leistungsverlusts und Risiko mikrobieller Verunreinigung)
- Für einmaligen Gebrauch.
- Die Einzeldosis und die 2 Umschläge nach Verwendung wegwerfen (Risiko mikrobieller Verunreinigung im Fall der Wiederverwendung und Risiko des Leistungsverlusts).
- Camolid nicht bei Kindern unter 2 Jahren anwenden.

## KONTRAINDIKATIONEN:

Hypersensibilität auf einen der Inhaltsstoffe.

## DARREICHUNGSFORMEN:

- 15 Einzeldosen 5 ml Hydrolat der Echten Kamille, steril, ohne Konservierungsstoff.
- 15 Päckchen mit jeweils 2 sterilen Augenkompressen (Vliesstoffkompressen). EAN code : 3401098305652
- 6 Einzeldosen à 5 ml Hydrolat der Echten Kamille, steril, ohne Konservierungsstoff.
- 6 Päckchen mit jeweils 2 sterilen Augenkompressen (Vliesstoffkompressen). EAN -Code : 3401060045142

Medizinprodukt entsprechend den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Hersteller der Einzeldosen HORUS PHARMA 148 avenue G. Guynemer Cap Var - 06700 Saint-Laurent du Var - France  
CE-Kennzeichnungsdatum: August 2016

CE 0459

Augenkompressen Hersteller: PANSEMENTS RAFFIN, 746 Route de sarcey (früher lieu dit La Poste) 69490 ST Romain de Popey - France  
CE-Kennzeichnungsdatum: Juli 2016

CE 0197

Datum der letzten Überarbeitung des Textes: August 2016

# CAMOLid®

Losmaken, weghalen, reinigen van de secretie in de ooglidklieren

De klieren van Meiboom bevinden zich aan de rand van de oogleden en kunnen een disfunctie vertonen.

Deze afwijking wordt gekenmerkt door een obstructie van de uitscheidingskanalen van de klieren van Meiboom en/of door kwalitatieve en kwantitatieve wijzigingen van de secretie van de klieren (meiboom).

Als het ooglid verdikt, rood wordt en pijnlijk aanvoelt, dan wijst dit op een infectie van de klieren van Meiboom (Meibomitis).

Als het Meibomitis chronisch wordt, zorgt het vaak voor de ontwikkeling van een pijnlijke cyste (chalazion).

## WANNEER GEBRUIKT U CAMOLID®?

CAMOLID® wordt aanbevolen in het geval van een obstructie van de klieren van Meiboom. De werking van Kamillehydraat zorgt ervoor dat het slijm los kan komen dankzij de warmte.

Dankzij deze werking, die verbonden is aan het masseren van de oogleden, is het mogelijk om de ooglidklieren te verlichten en de secretie te verwijderen.

## HOE CAMOLID® TE GEBRUIKEN?

De 3 onmisbare handelingen (aanbrengen, masseren, reinigen) voor de hygiëne van de oogleden moeten dagelijks worden uitgevoerd met behulp van CAMOLID®:

- Breng de lauwe, met kamille doordrenkte kompressen aan om de secretie los te maken.
- Masseer in om de secretie weg te halen.
- Maak de vrije rand van de oogleden en de wimpers schoon om de onzuiverheden te verwijderen.

1. De handen zorgvuldig wassen en drogen.
2. Plaats de flacon gedurende 1 minuut in een zo warm mogelijk glas water.
3. Open de lauwe flacon en doe de helft van de inhoud op een steriel kompres. De overgebleven helft van het product kan worden gebruikt voor het tweede steriele kompres voor het 2de oog.
4. Plaats de lauwe en doordrenkte kompressen op de gesloten oogleden gedurende ten minste 5 minuten.
5. De oogleden zachtjes masseren met cirkelvormige bewegingen gedurende minstens 5 minuten.
6. De basis van de wimpers reinigen om de onzuiverheden te verwijderen.



De handeling moet regelmatig worden herhaald, één keer per dag, bij voorkeur 's avonds, of occasioneel afhankelijk van uw behoeften.

## SAMENSTELLING:

Hydrolaat van Matricaria Chamomilla, getamponneerd aan pH=7 (Trinatriumcitraat-Citroenzuur).

## WAARSCHUWINGEN:

- Niet gebruiken op wonden.
- Niet inslikken.
- Buiten bereik van jonge kinderen houden.
- Niet gebruiken indien de flacon beschadigd is (risico op bacteriële besmetting).
- Niet gebruiken na de op de verpakking vermelde uiterste gebruiksdatum (risico op verlies van werking en bacteriële besmetting)
- Enkele doses.
- De flacon en de 2 kompressen meteen na gebruik weggooiën (risico op bacteriële besmetting in het geval van hergebruik en risico op verlies van werking).
- Camolid niet gebruiken voor kinderen jonger dan 2 jaar.

## CONTRA-INDICATIES:

Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

## PRESENTATIE:

- 15 flacons van 5 ml Matricaria Kamillehydraat, steriel, zonder conserveermiddel.
- 15 zakjes met elk 2 non-woven steriele Oogcompressen. EAN code: 3401098305652
- 6 flacons van 5 ml Matricaria Kamillehydraat, steriel, zonder conserveermiddel.
- 6 zakjes met elk 2 non-woven steriele Oogcompressen. EAN code: 3401060045142

Medisch product conform de vereisten van richtlijn 93/42/EEG

Fabrikant van doses: HORUS PHARMA 148 avenue G. Guynemer - Cap Var - 06700 Saint-Laurent du Var - France  
Datum CE-markering: augustus 2016

CE 0459

Fabrikant van kompressen: PANSEMENTS RAFFIN, 746 Route de sarcey (voormalig lieu dit La Poste) 69490 ST Romain de Popey - France  
Datum CE-markering: juli 2016

CE 0197

Datum van de laatste herziening van de tekst: augustus 2016



Utilizzare entro la fine di (mese/anno)  
Verwendbar bis (Monat/Jahr)  
Te gebruiken voor (maand/jaar)




LOT Lotto n.  
Chargenbezeichnung  
Lotnummer



Monouso  
Für den einmaligen Gebrauch bestimmt  
Voor eenmalig gebruik



Attenzione, leggere questo avviso  
Achtung: Bitte lesen Sie diesen Hinweis  
Opgelet, raadpleeg bijsluiter



Sterilizzato per filtrazione  
Steril durch Filtration  
Steriel door filtratie



Metodo di sterilizzazione ad ossido di etilene  
Sterilisationsverfahren mit Ethylenoxid  
Sterilisatiemethode met gebruik van etheenoxyde



Non utilizzare se la confezione è danneggiata  
Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist  
Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is



Conservare tra i 2°C e i 25°C  
Zwischen 2 und 25°C  
Te bewaren tussen 2 en 25°C

Distributeur en France :



148, avenue G. Guynemer  
Cap Var  
06700 Saint-Laurent du Var  
France  
www.horus-pharma.com